

BRUKSANVISNING

FORMALDEHYD 4% BUFFRAD



Symbolen betyder att produkten är märkt enligt IVD-direktivet 98/79/EC, Medicintekniska Produkter för In Vitro Diagnostik (allmänna/övriga IVD-produkter).

PRODUKTBESKRIVNING

4% fosfatbuffrad formaldehydlösning fylld i rör, burk, flaska eller dunk. Produkten är avsedd att användas för fixering av vävnadsprover in vitro inför PAD-undersökning.

HANDHAVANDE

Beroende på vävnadsprovets storlek väljs lämplig mängd fixeringsvätska. Fixeringslösningens volym bör vara 20 ggr större än vävnadsprovet, se exempel nedan. För små prover väljs med fördel förfyllda rör och burkar, vid större prover används lösning från flaskor och dunkar. För små biopsier används med fördel färgad formaldehydlösning för att lättare kunna se provet. Notera att vävnad tjockare än 10 mm bör delas i samband med fixering, detta för att få en optimal fixering utan artefakter. Vävnadsprovet skall omedelbart efter excisionen läggas i fixeringslösningen.

Vävnad med storlek max 5x5x20 mm kan fixeras i rör med 10 mL lösning
Vävnad med storlek max 10x5x30 mm kan fixeras i burk med 30 mL lösning
Vävnad med storlek max 13x5x30 mm kan fixeras i burk med 40 mL lösning
Vävnad med storlek max 10x10x20 mm kan fixeras i burk med 70 mL lösning
Vävnad med storlek max 20x20x40 mm kan fixeras i burk med 150 mL lösning

art.nr 02158, 02163, 02183, 02184, 02186

art.nr 02182, 02180

art.nr 02165, 02175

art.nr 02166

art.nr 02187

HANTERING OCH FÖRVARING

Se säkerhetsdatablad för produkten.

BRUKSANVISNING

FORMALDEHYD 4% BUFFRAD

ARTIKELNUMMER




02158
Rör 13 mL
Lösning Färgad 10 mL
Skruvlock
100 st/förp.
Polypropylen



02163
Burk 20 mL
Lösning 10 mL
Skruvlock
25 st/fp



02166
Burk 100 mL
Lösning 70 mL
Skruvlock
18 st/fp



02175
Burk 60 mL
Lösning 40 mL
Skruvlock
60 st/förp.
Polypropylen



02176
Flaska 1000 mL
Skruvlock
PET



02178
Dunk 5000 mL
Skruvlock



02180
Burk 40 mL
Lösning Färgad 30 mL
Skruvlock
50 st/förp.
Polypropylen



02182
Burk 40 mL
Lösning 30 mL
Skruvlock
50 st/förp.
Polypropylen



02183
Rör 13 mL
Lösning 10 mL
Skruvlock
100 st/förp.
Polykarbonat



02184
Rör 13 mL
Lösning 10 mL
Skruvlock
100 st/förp.
Polypropylen

02184-10
10 st/förp.



02185
Rör 13 mL
Lösning 3 mL
Skruvlock m sked
100 st/förp.
Polypropylen



02186
Rör 13 mL
Lösning 10 mL
Snäpplock
100 st/förp.
Polypropylen



02165
Burk 60 mL
Lösning 40 mL
Skruvlock
25 st/fp



02187
Burk 250 mL
Lösning 150 mL
Skruvlock
10 st/fp



02177
Dunk 10L
Skruvlock